



CATALOGUE

Systèmes **ISO**  
mobiles / muraux  
et supports de produits EPI

Médic **Accès** 🍁

# TABLE DES MATIÈRES

## Systèmes **ISO**



SYSTÈMES <b>ISO</b> MOBILES .....	3 à 14
SYSTÈMES <b>ISO</b> MURAUX .....	15 à 20
CHARIOT DÉDIÉ AUX SOINS D'HYGIÈNE <b>C-DASH</b> .....	21 à 24
SUPPORT / MASQUES ET MOUCHOIRS .....	26
SUPPORT À GANTS .....	27
PANIER .....	28
PANIER/ BLOUSES À USAGE UNIQUE .....	29
SUPPORT À BLOUSES LAVABLES .....	30
SUPPORT À CONTENANTS .....	31-32
TABLETTES .....	33
CROCHETS .....	34
SUPPORT / DIVERS .....	35



## Systèmes *ISO*

### POURQUOI LES SYSTÈMES ISO SERONT-ILS TOUJOURS D'ACTUALITÉ?

À cause de leur système d'ancrage de supports EPI à surface perforée

Nos systèmes ISO sont dotés  
d'ancrages en acier inoxydable



Plaque en aluminium

Configurés par vous-même pour les besoins d'aujourd'hui  
et prêts pour les changements futurs



Tous vos accessoires actuels peuvent s'adapter à nos systèmes



Pas de colle, pas d'outils!

# Systèmes mobiles **ISO**

## DISPONIBILITÉ

Quand tout est à portée de main avant d'entrer dans une chambre à risque, les systèmes de distribution EPI **ISO** contribuent grandement à l'application des directives d'hygiène

## MOBILITÉ

Le système **ISO** est un chariot vertical de distribution d'équipement de protection individuelle (EPI).  
Mobile, en hauteur et modulaire

## VERSATILITÉ

Convient à toutes les marques de produits (EPI) sur le marché

## PERSONNALISÉ

Personnalisé par vous-même en fonction de vos besoins et assemblé à notre atelier

### ISO

#### SPÉCIFICATIONS

Hauteur hors-tout: 76 po / 193,04 cm

Surface principale: Aluminium, .100 po 18 po X 50 po / 45,72 X 127 cm

Plaque de base: Acier, 1 po, 16 po X 16 po / 40,64 X 40,64 cm

Roues: Deux à l'avant, 2 3/4 po / 6,98 cm verrouillables  
Deux à l'arrière, 2 3/4 po / 6,98 cm sans verrou

Peinture: Blanc, revêtement de peinture en poudre.

Personnalisez votre système



Médic Accès 



Système ISO



# Systèmes mobiles **ISO**

## Suggestions de configuration



Système ISO



ISO001



ISO002



ISO003



ISO004

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre atelier

Configuration désirée

---

---

---

---

---

# Systèmes mobiles **ISO+**

## DISPONIBILITÉ

Quand tout est à portée de main avant d'entrer dans une chambre à risque, les systèmes de distribution EPI **ISO+** contribuent grandement à l'application des directives d'hygiène

## MOBILITÉ

Le système **ISO+** est un chariot vertical de distribution d'équipement de protection individuelle (EPI). Mobile, en hauteur et modulaire

## VERSATILITÉ

Convient à toutes les marques de produits (EPI) sur le marché

## PERSONNALISÉ

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre atelier

### ISO+

#### SPÉCIFICATIONS

Hauteur hors-tout: 76 po / 193 04 cm

Surface principale: Aluminium, .100 po, 18 po X 72 po / 45,72 X 182,88 cm

Plaque de base: Acier, 1 po, 16 po X 16 po / 40,64 X 40,64 cm

Roues: Deux à l'avant, 2 3/4 po / 6,98 cm verrouillables  
Deux à l'arrière, 2 3/4 po / 6,98 cm sans verrou

Peinture: Blanc, revêtement de peinture en poudre.

**Personnalisez votre système**




**Médic Accès** 



# Systèmes mobiles **ISO +**

## Suggestions de configuration




**Système ISO+**



**ISO+001**



**ISO+002**



**ISO+003**



**ISO+004**

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre atelier

Configuration désirée

---



---



---



---



---



## Fusion des deux systèmes / ISO+ et Clip-Unclip

**ISO**

**Clip  
Unclip**  
MC



Supports **Clip-Unclip**  
amovibles

Système ISO+



# Systèmes mobiles **ISO-D**

Deux côtés pour plus de rangement



Système ISO-D

## TOUJOURS EN MOUVEMENT

### ISO-D

Conçus pour se déplacer fréquemment avec l'équipement de protection individuelle

Le système **ISO-D** est un chariot vertical de distribution d'équipement de protection individuelle (EPI) mobile, en hauteur et modulaire

## VERSATILITÉ

Convient à toutes les marques et formats de produits (EPI) sur le marché

## GRANDE CAPACITÉ

### ISO-D

Ses deux grandes surfaces s'adaptent à tous vos besoins

## PERSONNALISÉ

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre usine par nos techniciens

### ISO-D

#### SPÉCIFICATIONS

Hauteur hors-tout: 64 po / 162,56 cm

Surface principale: Deux, aluminium, .100 po, 18 x 40 po / 45,72 x 101,60 cm

Pattes de la base: Acier, .100 po, cinq de 13 po / 33,02 cm

Roues: Cinq, 2 po / 5,08 cm sans verrou

Peinture: Blanc, revêtement de peinture en poudre.

**Personnalisez votre système**



# Systèmes mobiles *ISO-D*

## Suggestions de configuration



Système ISO-D



ISO-D001



ISO-D002



ISO-D003



ISO-D004

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre atelier

Configuration désirée

---

---

---

---

---

---

# Systèmes mobiles **ISO-E**

Un côté



Système ISO-E

## TOUJOURS EN MOUVEMENT

### ISO-E

Conçus pour se déplacer fréquemment avec l'équipement de protection individuelle

Le système **ISO-E** est un chariot vertical de distribution d'équipement de protection individuelle (EPI) mobile, en hauteur et modulaire

## VERSATILITÉ

Convient à toutes les marques et formats de produits (EPI) sur le marché

## PERSONNALISÉ

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre usine par nos techniciens

### ISO-E

#### SPÉCIFICATIONS

Hauteur hors-tout: 64 po / 162,56 cm

Surface principale: Une, aluminium, .100 po, 18 x 40 po / 45,72 x 101,60 cm

Pattes de la base: Acier, .100 po, cinq de 13 po / 33,02 cm

Roues: Cinq, 2 po / 5,08 cm sans verrou


Peinture: Blanc, revêtement de peinture en poudre.

**Personnalisez votre système**



# Systèmes mobiles **ISO-E**

## Suggestions de configuration



**Système ISO-E**



**ISO-E001**



**ISO-E002**

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre atelier

Configuration désirée

---

---

---

---

---

---



Système ISO mobile / Réalisation spécialisée

## À l'urgence

Là où les chambres sont constituées de rideaux et où il y a absence de murs solides.  
Le propre et le souillé se croisent dans les corridors

### La solution! **ISO-DU001**

Espacement de 3 po entre les plaques.

Insertion des rideaux entre  
les deux plaques.

Côté propre corridor (mur de rideaux)

Côté souillé chambre (mur de rideaux)



Pour isoler les gouttelettes et les éclaboussures, la plaque du côté souillé ne comporte pas de perforations; elle est plus large et plus haute que la plaque du côté propre.

Système ISO-DU001

## Station d'isolement pour un environnement de santé mentale.

### **ISO-G**

Aucun support n'est détachable.



#### **Système ISO-G**

Le système **ISO-G** comporte les supports suivants:

**G03V** Gants (3 boîtes) à prise verticale

**SG20** Blouses à usage unique 2 X 10

**M01** Masques standards

**M05** Masques à visière

**V01A** Lingettes

**PP05** X 3 paniers à usages multiples

**MICRO01** Microsan (DEB) 500ml

**DR04** Panier de récupération

Systèmes **ISO** muraux

ISO-24



ISO-12

**MURALE  
PIVOTANTE**

ISO-18



GRÂCE À LEURS ANCRAGES,  
LES SYSTÈMES ISO  
SERONT TOUJOURS  
D'ACTUALITÉ



# Systèmes **ISO** muraux

## ISO-24 / ISO-18 / ISO-12


Une station murale peut combler les besoins d'une à quatre chambres, en fonction de la distance qui les sépare.

Personnalisée par vous-même en fonction de vos besoins et assemblée à notre usine par nos techniciens.

Le système mural est une plaque verticale pour la distribution d'équipement de protection individuelle (EPI).

Adaptez les supports sans aucun outil grâce aux vis et œilletons d'acier inoxydable de la station.

Ainsi, les infirmières ou tout autre usager auront accès à un système mural spécialisé et actualisé selon les conditions spécifiques qui prévalent dans leur environnement professionnel.



**Les systèmes muraux sont fabriqués en 3 formats différents, tous d'une hauteur de 36 po,**

**Largeur disponible: 11 1/4 po / 28,57 cm, 17 1/4 po / 43,91 cm et 23 1/4 po / 63,50 cm**  
Aluminium .100 po

**PIVOTANTE**

**MODULAIRE**

**Dotés d'une charnière, les systèmes muraux pivotent.**

**Le personnel d'entretien a donc un accès à l'endos, ce qui en facilite le nettoyage**

ISO-12-18-24

### SPÉCIFICATIONS

Hauteur hors tout: 36 po / 91,44 cm

Plaque principale ISO: Aluminium, .100 po

Charnière: En continu, acier,  
.100 po, 36 x 1 po / 91,44 x 2,54 cm

Peinture: Blanc, revêtement de peinture en poudre

**Personnalisez votre système**

**Médic Accès** 





# Systèmes muraux **ISO-24**

Notre plus grande murale

Suggestions de configuration



Système ISO-24

ISO-24001

ISO-24002

ISO-24003

ISO-24004

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre atelier

Configuration désirée

---

---

---

---

---

---

Se positionne  
également à  
l'horizontale



# Systèmes muraux **ISO-18**

## Suggestions de configuration



Système ISO-18

ISO-18001

ISO-18002

ISO-18003

ISO-18004

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre atelier

Configuration désirée

---

---

---

---

---

---

---

Se positionne  
également à  
l'horizontale



# Systèmes muraux **ISO-12**

## Suggestions de configuration



Système ISO-12

ISO-12001

ISO-12002

ISO-12003

ISO-12004

Personnalisé par vous-même, en fonction de vos besoins et assemblé à notre atelier

Configuration désirée

---



---



---



---



---

Se positionne  
également à  
l'horizontale





## Systèmes ISO muraux / Réalisation spécialisée

Systèmes **ISO**

**Clip**  
**Unclip**  
MC



En plus d'être adaptée Clip-Unclip,  
cette plaque **ISO** à été configurée selon une demande spécifique.



# La contamination de l'environnement lors des changements de culotte.



Contamination directe du  
mobilier et de la literie



Contamination de la literie



Contamination des ridelles



Contamination du mobilier



Contamination de la poignée de porte



Tri du matériel souillé et contamination  
de l'environnement et du matériel  
de soin à l'extérieur de la chambre

***Réduisez la contamination environnementale,  
rehaussez l'hygiène des mains et économisez  
du temps grâce à un seul outil***

Mode d'emploi du chariot dédié aux soins d'hygiène (C-DASH)



Idée originale et réalisation:  
Layal Abou-Chacra, Inf., M. Sc.,  
Infirmière clinicienne spécialisée - PCI  
Conception et fabrication Médic Accès.

## ***Présentation du chariot C-DASH***

Solution hydroalcoolique

Lingettes désinfectantes

Sac à déchets

Sac à  
vêtements des  
résidents /  
patients

Sac à literie  
et ratine





## Méthode à suivre pour les soins d'hygiène à l'aide du chariot C-DASH.

1



Au début de chaque quart de travail. Prenez une lingette désinfectante. Refermer le contenant. Désinfecter tout le chariot.

2



Installer de nouveaux sacs propres.

3



Préparer le matériel pour le changement de culotte/bain au lit et apporter le chariot à proximité du patient/résident.

4



Se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique située sur le chariot.

Mettre des gants juste avant de procéder aux soins d'hygiène.

5



Retirer la culotte souillée et en disposer immédiatement dans la poubelle du chariot et procéder au nettoyage du patient/résident.

6



Disposer des culottes, débarbouillettes et linges souillés dans leurs sacs respectifs situés sur le chariot.

7



Après avoir terminé le soin d'hygiène, disposer tout ce qui est souillé. Jeter les gants immédiatement dans la poubelle du chariot.

8



Se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique située sur le chariot.

9



Avec des mains propres, installer la culotte propre et rhabiller le patient/résident.

10



Après le contact avec le résident et son environnement, se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique située sur le chariot.

11



Retirer les sacs dès qu'ils sont remplis à moitié. Se désinfecter les mains.

12



À la fin de chaque quart de travail. Prendre une lingette désinfectante dans le contenant. Refermer le contenant. Désinfecter tout le chariot. Retirer les gants et se désinfecter les mains.

**En utilisant cette méthode grâce au Chariot Dédié Aux Soins d'Hygiène C-DASH, on contribuera grandement à atténuer la contamination de l'environnement.**

## SUPPORT À SURFACE MINIMALE

Nos supports sont fabriqués avec du fil de fer robuste qui offre de nombreux avantages.

Grâce à sa surface minimale, l'accumulation de poussière ou de salissure reste négligeable.

Le support en fil de fer se nettoie facilement et rapidement à l'aide des produits habituels utilisés pour la désinfection.

Une peinture d'application électrostatique de poudre thermoplastique, une cuisson au four à haute température, un fini émaillé blanc et résistant aux nettoyants corrosifs et aux impacts protègent l'acier contre la corrosion pour des générations à venir.

Supports disponibles pour tous les formats d'emballage courants sur le marché.





**SUPPORT / MASQUES ET MOUCHOIRS**

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.

**M01**

Une boîte

Hauteur Longueur Profondeur  
4 3/4 x Longueur libre x 4 1/4 po  
12,06 cm x 10,79 cm

**M02**

Une boîte

Hauteur Longueur Profondeur  
Hauteur libre x 3 3/8 x 2 po  
8,89 x 5,08 cm

**M03**

Une boîte N95

Hauteur Longueur Profondeur  
Hauteur libre x 5 x 6 1/4 po  
12,70 x 15,87 cm

**M04**

Une boîte

Hauteur Longueur Profondeur  
Hauteur libre x 9 x 4 3/4 po  
22,86 x 12,06 cm

**M05**

Une boîte

Hauteur Longueur Profondeur  
Hauteur libre x 10 x 4 po  
25,40 x 10,16 cm

**M06**

Une boîte

Hauteur Longueur Profondeur  
Hauteur libre x 8 x 4 5/8 po  
10,16 x 11,74 cm

**T02**

Une boîte de mouchoirs  
White Swan

**T01**

Une boîte de mouchoirs

Hauteur Longueur Profondeur  
8 3/8 x Longueur libre x 2 5/8 po  
21,05 x 6,7 cm





# Médic Accès

## SUPPORT À GANTS

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.

3 positions d'installation



**G01F / G03F / G04F / G05F**

**G01F**

Hauteur Longueur Profondeur  
5 1/8 x Longueur libre x 3 3/4 po  
13,18 x 9,52 cm


Une boîte



**G03F**

Hauteur Longueur Profondeur  
pour chaque boîte  
5 1/8 x Longueur libre x 3 3/4 po  
13,18 x 9,52 cm

Trois boîtes avec  
séparateurs



**G04F**

Hauteur Longueur Profondeur  
pour chaque boîte  
5 1/8 x Longueur libre x 3 3/4 po  
13,18 x 9,52 cm

Quatre boîtes avec  
séparateurs



**G03**

Hauteur Longueur Profondeur  
pour les 3 boîtes  
16 x 10 3/8 x 4 1/4 po  
40,64 x 25 x 10,79 cm

Trois boîtes



**G05F**

Hauteur Longueur Profondeur  
pour chaque boîte  
5 1/8 x Longueur libre x 3 3/4 po  
13,18 x 9,52 cm

Cinq boîtes avec  
séparateurs



**G03V**

Hauteur Longueur Profondeur  
pour chaque boîte  
longueur 9 83 po (24,96 cm)  
largeur 3 75 po (9,52 cm)  
profondeur 5 1/8 po (12,75 cm)

Trois boîtes



**G04**

Hauteur Longueur Profondeur  
pour les 4 boîtes  
17 3/4 x 10 3/8 x 4 1/4 po  
45,08 x 25 x 10,79 cm

Quatre boîtes



**Éliminez le gaspillage!**

**Support à trois boîtes de gants Clip-Unclip  
avec prise de gants à la verticale**



**SUPPORT / PANIERS**

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.

**PP01**

Panier à usages multiples

H 8 5/8 po / 20,63 cm  
L 11 po / 27,94 cm  
P 5 3/8 po / 13,64 cm

**PP02**

Panier à usages multiples  
Quatre compartiments

H 6 po / 15,24 cm  
L 24 po / 60,96 cm  
P 6 25 po / 15,87 cm

**PP03**

Idéal pour  
enveloppes hygiéniques  
Bassine/Chaise d'aisance

H 6 po / 15,24 cm  
L 6 po / 15,24 cm  
P 6 po / 15,24 cm

**PP04**

Plus de broche  
que le PP05

Panier à usages multiples

H 6 po / 15,24 cm  
L 10 po / 25,40 cm  
P 10 po / 25,40 cm

**PP05**

Panier à usages multiples

H 6 po / 15,24 cm  
L 10 po / 25,40 cm  
P 10 po / 25,40 cm

**RT01**

Panier de récupération de  
masques pour les stations  
de lavage des mains  
modèle « B et H »

H 15 po 1/8 / 38,42 cm  
L 16 po / 40,64 cm  
P 9 1/2 po / 24,13 cm



# Médic Accès

## SUPPORT / BLOUSES À USAGE UNIQUE

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.

### SG10

Un sac de 10 blouses

L 10 1/8 x P 4 1/8 x H 10 po  
L 25,71 x P 10,47 x H 25,4 cm



### SG20


Deux sacs de 10 blouses  
= 20 blouses,

L 10 1/8 x P 7 1/8 x H 10 po  
L 25,71 x 18 x 25,4 cm



### SG20A

Un sac de 10 blouses,  
ISO et Clip-Unclip  
L 12 x P 4 3/4 x H 15 po  
L 30,48 x P 12 x H 38 cm



### DY1S

Dix sacs de 10 blouses  
= 100 blouses  
Sans couvercle  
Mobilité pour les rampes,  
ISO et Clip-Unclip



### DY1

Dix sacs de 10 blouses  
= 100 blouses  
Avec couvercle  
Mobilité pour les rampes,  
ISO et Clip-Unclip



### DY4S

Six sacs de 10 blouses  
= 60 blouses  
Sans couvercle  
Mobilité pour les rampes,  
ISO et Clip-Unclip



### DR03C

Paniers Clip-Unclip  
pour récupération de  
linge souillé ou de  
déchets à l'intérieur  
des chambres

Dimensions  
Hauteur: 7 po / 17,78 cm  
Largeur: 19 po / 48,26 cm  
Profondeur: 12 po / 30,48 cm



### DY6S

Quatre sacs de 10  
blouses, = 40 blouses  
sans couvercle,  
ISO et Clip-Unclip





# Médic Accès

## SUPPORT À BLOUSES LAVABLES

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.

### DY3

Panier moyen  
avec couvercle  
Mobilité pour les rampes,  
ISO et Clip-Unclip

L 17 po / 43,18 cm  
H 25 po / 63,50 cm  
P 9 1/2 po / 24,13 cm



### DY3S

Panier moyen  
sans couvercle  
Mobilité pour les rampes,  
ISO et Clip-Unclip

L 17 po / 43,18 cm  
H 25 po / 63,50 cm  
P 9 1/2 po / 24,13 cm



Paniers présentés avec insertion en plastique blanc PQ01 (frais additionnels)

### DR03

Gros panier  
avec couvercle  
Mobilité pour les rampes,  
station ISO et Clip-Unclip

L 19 po / 48,26 cm  
H 21 po / 53,34 cm  
P 11 1/4 po / 28,57 cm



### DR03S

Gros panier  
sans couvercle  
Mobilité pour les rampes,  
ISO et Clip-Unclip

L 19 po / 48,26cm  
H 21 po / 53,34cm  
P 11 1/4 po / 28,57cm



### DY5

Panier horizontal  
avec couvercle

L 29 po / 73,66 cm  
H 12 po / 30,48 cm  
P 10 po / 25,40 cm



### DY5S

Panier horizontal  
sans couvercle

L 29 po / 73,66 cm  
H 12 po / 30,48 cm  
P 10 po / 25,40 cm



### DR04

Panier  
Mobilité pour les rampes,  
ISO et Clip-Unclip

L 14 po / 35,56 cm  
H 16 5 po / 41,91 cm  
P 10 po / 25,40 cm



### PQ01

Insertion en plastique  
blanc pour les paniers à  
blouses



# Médic Accès

## SUPPORT À CONTENANTS

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.

### V01A

Accepte la plupart des barils de serviettes à l'eau de Javel ou de peroxyde

H Hauteur libre  
D 5 po / 12,70 cm



### V01B

Accepte le baril Accel TB de 60 serviettes

H Hauteur libre  
D 3 1/4 po / 8,25 cm



### V02A

Support pour fauteuil roulant. Accepte la plupart des barils de serviettes.

H Hauteur libre  
D 5 po / 12,70 cm



### V01D

Pour les gros barils

D 5 5/8" po / 14,28 cm



### MAN01

Accepte le contenant Manorapid 1 L

L 3 3/8 x P 2 7/8 po  
L 8,57 x P 7,30 cm



### ISA01

Accepte le contenant Isagel 621ml



### MICRO01

Accepte le contenant Microsan 400 ml



### MICRO02

Pied de lit 1 po / 2,54 cm et moins.  
Accepte le contenant Microsan 400 ml



### MICRO03

Pied de lit 2 po / 5,08 cm et moins.  
Accepte le contenant Microsan 400 ml



**SV01**

Support pour un verre

L 3 25 po / 8,25 cm  
P 3 25 po / 8,25 cm



32

**Médic Accès** 

TABLE  
DES  
MATIÈRES

**SUPPORT À CONTENANTS**

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.

**V01E**

Support à bouteille  
Ecolab



**BOTL01**

Support à bouteille



## Support de table pour une boîte de gants ou mouchoirs

**MH22.5**




**MH22.5**

Largeur limite acceptée  
4 3/4 po / 12,7 cm  
Aucun minimum de largeur

Hauteur minimum acceptée  
8 po / 20,32 cm

Profondeur minimum acceptée  
2 po / 5,08 cm

Inclinaison 22,5 %



Lorsque la boîte est à moitié vide, les gants ou les mouchoirs ont tendance à retomber au fond. Il faut donc y plonger la main pour en ressortir un nouveau. Ce faisant, il devient difficile de les prendre un à un.

En touchant plusieurs gants ou mouchoirs à la fois ou en les remettant dans la boîte, on peut alors contribuer à la multiplication des microbes et ainsi nuire aux principes d'hygiène.

Notre support MH22.5 pour boîte de gants et mouchoirs est idéal pour éviter ce genre de problèmes.

La boîte repose sur un socle incliné, ce qui conserve les gants ou les mouchoirs appuyés contre la surface avant du carton. Ainsi, ils ne tomberont plus au fond.

Les gants ou mouchoirs seront plus facilement accessibles et ils se retireront aisément un à un, tout en demeurant à l'abri de la poussière.



**SUPPORT / TABLETTES**

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.



**TA01**

Tablette en aluminium

L 9 po / 22,86 cm  
P 7 3/4 po / 19,68 cm



**TA02**

Tablette en fil de fer  
Idéal pour la station ISO+.


L 24 po / 60,96 cm  
P 12 po / 30,48 cm



**TA03**

Tablette en aluminium

L 22 po / 55,88 cm  
P 6 po / 15,24 cm



**TA04**

Tablette en aluminium

L 15 po / 38,10 cm  
P 10 po / 25,40 cm



**CLIP104**

Tablette en fil de fer  
Clip-Unclip

L 26 po / 66,04 cm  
P 7 po / 17,78 cm



**INS01**

Dessus en acrylique pour  
tablette en fil de fer

L 23 po / 58,42 cm  
P 11 po / 27,94 cm



# Médic **Accès**

## SUPPORT / CROCHETS

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.

### C1

Crochet



### C1A

Crochet



### C1B

Crochet simple à  
tige longue



### C2

Crochet double



### C3

Crochet triple



### C4

Crochet quadruple



### C4M

Porte-manteaux  
Clip-Unclip  
Crochet quadruple



### C1D

Crochet amovible à  
usage multiples pour porte



# Médic Accès

## SUPPORT / DIVERS

Tous nos supports peuvent être fabriqués sur mesure selon les spécifications particulières de vos fournitures.



### ACCU01

Accepte une boîte  
Accu-Check

H 5 1/2 po / 13,97 cm  
L Largeur libre  
P 2 po / 5,08 cm



### SGV

Accepte les sacs  
Vernacare

H Hauteur libre  
L 12 1/2 po / 31,75 cm  
P 2 5/8 po / 6,67 cm



### AD01

Tablette anti-dégâts  
en plastique incassable  
Peut être vissée  
Couleur beige

L 5 1/4 po / 13,33 cm  
P 7 po / 17,78 cm



### D01

Distributeur de dépliants

8 1/2 X 11 po  
pliés en trois



### ASM01

Attache de tige à soluté  
universel

Accepte les tiges  
de 4,7 cm de diamètre







Chez Médic Accès, nous fabriquons des supports EPI de très haute qualité conçus et reconnus pour leur durabilité.

Ainsi, la conception de nos systèmes muraux et mobiles demeurera actuelle et fiable pendant des années à venir.

Médic Accès a pour mission de faire évoluer les produits pour les adapter aux besoins immédiats et futurs, et ce, en demeurant à l'écoute de vos besoins en tout temps.

Nous sommes heureux de partager nos connaissances en conception de systèmes, afin d'aider tous les intervenants à mettre en place les pratiques de la prévention et de contrôle des infections.

Engagement à l'égard de l'excellence

Si, pour une raison quelconque, nos produits ne répondent pas à vos attentes, nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires ou suggestions.

Chez Médic Accès, nous concentrons tous les efforts nécessaires pour concevoir et fournir en tout temps des produits de qualité supérieure selon les spécifications et exigences de notre clientèle.

Médic Accès doit ce succès à son esprit innovateur et visionnaire et à une attention particulière dans l'adaptation constante de ses produits aux tendances du marché ainsi qu'aux besoins de sa clientèle.

Nous travaillons en collaboration avec vous et je profite de cette occasion pour vous remercier sincèrement de vos idées et de votre confiance qui ont assurément contribué à l'évolution et au succès de Médic Accès.

Merci à tous, et au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir!

**Denis Sirois**  
Président

1004, Lauzanne  
St-Jérôme (Québec) Canada J5L 1V8  
Sans frais: 1-877-782-3017 Télécopieur : 450-592-1921

[info@medicaccès.com](mailto:info@medicaccès.com)

© Médic Accès Inc. 2008. Tous droits réservés.

Tous les droits, incluant les droits d'auteur, dans le matériel et l'informations contenus dans ce catalogue sont la propriété de Médic Accès Inc. à moins d'indication contraire.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le matériel et les informations contenus dans le catalogue peuvent être utilisés seulement à des fins privées tant que la propriété des droits est reconnue.

Toute autre utilisation est strictement interdite. Afin de préciser la modification, le téléchargement, la publication, la reproduction la diffusion sur Internet ou l'utilisation à des fins publiques ou commerciales du matériel et/ou des informations se trouvant sur ce site sont strictement interdits sans l'accord préalable de Médic Accès ou du titulaire de droits visé.